

Tablette Pistache
Pour 10 tablettes de 500g



1. **TABLETTES**

2000 g de chocolat de couverture au lait tempéré
3000 g de **Fourrage Croquant Pistache ancel**

Chauffer si nécessaire le fourrage croquant quelques secondes au micro-ondes pour le ramollir en veillant à ne pas le chauffer.

2. **MONTAGE & FINITION**

Mouler en deux couches 10 tablettes creuses de 165×110 mm. À la poche, déposer 300 g de fourrage croquant pistache par tablette. Fermer les tablettes à l'enrobeuse. Démouler après cristallisation.